

装置の概要

【型式等】

- 装置名称：真空恒温槽
- メーカー：ヤマト科学(株)
- 型式：DP300

【仕様】

- 槽内寸：300mm×300mm×300mm
- 温度範囲：40～240℃
- 圧力範囲：101～0.1kPa



試料の前処理ができます！

【装置の特徴】

試料を真空中で加熱し乾燥および脱ガスを行う装置です。

【主な用途】

下記の分析用前処理としての試料の乾燥および脱ガス処理

- 電子プローブマイクロアナライザ
- 電界放出型走査型電子顕微鏡
- 走査型電子顕微鏡
- エックス線光電子分光分析装置

＊本装置は上記の前処理専用用途に限定している装置です。内部の清浄度を保つため樹脂脱泡や試料乾燥などの他用途には使用できません。

料金・問い合わせ先

	区分	単位	料金(円)
設備 使用	真空恒温槽 (DP300)	1時間ごと	710
依頼 試験	試料調整	1試料に つき	2,000

〒963-0297

郡山市待池台1丁目12番地

TEL：024-959-1739（金属・物性科科）

FAX：024-959-1761

併せて使うと効果的です！