

R6
導入

窒素・タンパク質分析装置

会津

(燃焼式 rapid MAX N exceed)


装置の概要

【型式等】

- 装置名称：窒素・タンパク質分析装置
- メーカー：エレメンター・ジャパン(株)
- 型式：rapid MAX N exceed

【仕様】

- 改良デュマ法に適合した窒素・タンパク質分析装置
- 測定可能範囲：～500mg
- サンプル量：最大5.0 g
- 自動分析：オートサンプラ 90検体



タンパク質の定量ができます！

【装置の特徴】

- 食品などのサンプルに含まれる窒素およびタンパク質の定量を行うことができます。
- サンプルを専用容器に計量してオートサンプラにセット、試料の重量や水分等を入力すれば自動で測定できます。
- 1検体あたり約5分で測定できます。


【主な用途】

農作畜産物、加工食品などに含まれるタンパク質の定量


測定フロー



測定試料（食品など）



試料の計量



タンパク質の定量

料金・問い合わせ先

	区分	単位	料金(円)
設備 使用	窒素・タンパク質分析装置 (rapid MAX N exceed)	1時間ごと	2,490
依頼 試験	定量分析 複雑なもの (食物繊維を除く)	1試料に つき	4,100


〒965-0006

会津若松市一箕町大字鶴賀字下柳原 8 8 番 1

TEL：0242-39-2977（醸造・食品科）

FAX：0242-39-0335

併せて使うと効果的です！



分析天秤（BP-211D）
（200円/時間）



赤外線水分計（AD-4715）
（210円/時間）

○その他の施設・設備は、福島県ハイテクプラザ 施設・設備データベースからご覧いただけます。

福島県ハイテクプラザ

Industrial Technology Institute
Fukushima Prefectural Government

（令和7年4月）