

R6
導入

容器内溶存酸素・二酸化炭素測定装置 (CboxQC At-line)

会津


装置の概要

【型式等】

- 装置名称： 容器内溶存酸素・二酸化炭素測定装置
- メーカー： (株)アントンパール・ジャパン
- 型 式： CboxQC At-line、PFD充填システム
SFD充填システム

【仕様】

- 測定項目： CO₂、O₂、温度、圧力
- 対応容器： 缶、ガラス瓶、ペットボトル



飲料のCO₂とO₂を測定できます！

【装置の特徴】

- 飲料製品中の炭酸ガス（CO₂）と酸素（O₂）の濃度を測定できます。
- 測定はおよそ90秒で完了し、ビールや炭酸飲料、ワイン、ジュースなど、さまざまな製品に対応可能です。
- サンプルは缶や瓶、ペットボトルから直接採取でき、測定前の複雑な前処理は不要です。

【主な用途】

- 飲料の品質管理
- 製造工程の改良



缶ビールの測定



測定結果

料金・問い合わせ先

	区分	単位	料金(円)
設備 使用	容器内溶存酸素・ 二酸化炭素測定装置 (CboxQC At-line)	1時間ごと	1,490
依頼 試験	-	-	-


〒965-0006

会津若松市一箕町大字鶴賀字下柳原 8 8 番 1

TEL：0242-39-2974（醸造・食品科）

FAX：0242-39-0335

併せて使うと効果的です！



アルコール分析システム
(1,200円/時間)



ワイン成分分析装置
(7,060円/時間)

○その他の施設・設備は、福島県ハイテクプラザ 施設・設備データベース からご覧いただけます。

福島県ハイテクプラザ

Industrial Technology Institute
Fukushima Prefectural Government

(令和7年4月)